

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Пермь (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Уда (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://haier.nt-rt.ru/> || hrg@nt-rt.ru

Haier Biomedical DW-150W209 лабораторный криоморозильник



Криогенный горизонтальный морозильник. Климатический класс: N. Диапазон температур: от -130 до -150 °C. Объем камеры: 209 литров. Внутренние размеры камеры: 667x462x677 мм. Внешние размеры: 1650x850x1010 мм.

Описание

Горизонтальный лабораторный криогенный морозильник Haier Biomedical DW-150W209 подходит для хранения продуктов и биологических материалов при сверхнизких температурах на базе различных научно-исследовательских учреждений. Он также может использоваться в электронных и химических лабораториях, биоинженерных учреждениях и компаниях, занимающихся рыболовством.

Криоморозильник оснащен микропроцессорным контроллером и 10,1-дюймовым ЖК-экраном с точностью 0,1 °C для четкого отображения температуры камеры и окружающей среды, напряжения и других данных.

Температура внутри шкафа регулируется от -130 до -150 °C. Состояние давления в системе может автоматически регулироваться контроллером давления, чтобы давление не было слишком высоким, чтобы повлиять на работу морозильной камеры. Имеются несколько аварийных сигналов, в том числе высокая и низкая температура, сбой питания, приоткрытая дверь, горячий конденсатор, низкий заряд батареи, ошибка датчика и высокая температура окружающей среды.

Высота внутренней части увеличена, что позволяет использовать различные виды морозильных стеллажей. Среди преимуществ конструкции можно выделить многослойное уплотнение наружной двери, стандартный выпуск с двумя внутренними дверями для предотвращения потери холода. Встроенная ручка, стандартно оснащенная замком с ключом и навесным замком, с дополнительным электромагнитным замком и замком с отпечатком пальца, обеспечивающая многочисленные гарантии безопасности образца. Встроенный нагревательный провод шкафа может быстро устранить конденсат при открытии шкафа.

USB большой емкости позволяет пользователям загружать исторические данные о температуре за последние 10 лет для целей соответствия и аудита. Стандартный порт RS485 настроен для нескольких холодильников.

Криоморозильник стандартно оснащен двумя литиевыми батареями, что обеспечивает расширенную доступность информации/данных даже после отключения питания.

Особенности криоморозильника Haier Biomedical DW-150W209 для лаборатории:

- Объем камеры: 209 литров;
- Регулируемый диапазон температур: от -130 до -150 °С;
- Углеводородный хладагент, действительно полностью экологически чистая холодильная система, ПГП=0;
- Полиуретановая пена, защита окружающей среды;
- Оснащен микропроцессорным контроллером и 10,1-дюймовым ЖК-экраном с точностью отображения 0,1 °С;
- С сигнализацией высокой и низкой температуры, ошибкой датчика, горячим конденсатором, сбоем питания, низким зарядом батареи, приоткрытой дверью, высокой температурой окружающей среды и другими функциями сигнализации;
- Совместимость с конструкцией морозильных стеллажей;
- USB большой емкости;
- Стандартно оснащен двумя литиевыми батареями;
- Стандартный порт RS485 настроен для нескольких холодильников;
- Оптимизированная конструкция системы и конструкции шумоподавления, уровень шума 55 дБ.

У нас можно купить Haier Biomedical DW-150W209 криогенный горизонтальный морозильник с заморозкой до -150 °С, доставкой по РФ и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Спецификация

Характеристика	Значение	
Технические данные	Тип исполнения корпуса	Горизонтальный (ларь)
	Климатический класс	N
	Тип охлаждения	Прямое охлаждение
	Режим размораживания	Ручное
	Хладагент	HC
	Уровень звука (дБ(А))	55
Производительность	Производительность охлаждения (°С)	-150
	Диапазон температур (°С)	От -130 до -150
Контроль	Контроллер	Микропроцессор
	Дисплей	Сенсорный ЖК-экран
Электрические данные	Электропитание (В/Гц)	220~240/50
	Мощность (Вт)	1600
	Максимальная потребляемая мощность (Вт)	1750
	Электрический ток (А)	10
Размеры	Вместимость (литров)	209
	Вес нетто/брутто (приблизительно, кг)	260/295
	Внутренние размеры (ШхДхВ, мм)	667 x 462 x 677

	Внешние размеры (ШхДхВ, мм)	1 650 x 850 x 1 010
	Размеры упаковки (ШхДхВ, мм)	1 810 x 940 x 1 190
	Загрузка контейнера (20'/40'/40'Н)	6/13/13
Функции	Высокая/низкая температура	Да
	Горячий конденсатор	Да
	Отключение питания	Да
	Высокое/низкое напряжение	Да
	Ошибка датчика	Да
	Низкий заряд батареи	Да
	Высокая температура окружающей среды	Да
	Дверь приоткрыта	Да
	Задержка запуска	Да
Аксессуары	Ролики	Да
	Нога	Да
	Иллюминатор	Да/1
	Внутренние двери	-/2
	USB-интерфейс	Да
	Дистанционная сигнализация	Да
	Порт питания 5V	Да
	Регистратор температурных графиков	Дополнительно
	Порт RS485	Да
	Система резервного копирования LN ₂	Дополнительно
Сертификация	CE	Да

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новыйорск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://haier.nt-rt.ru/> || hrg@nt-rt.ru