

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новый Уренгой (8152)59-64-93  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35


Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://haier.nt-rt.ru/> || [hrg@nt-rt.ru](mailto:hrg@nt-rt.ru)

## Haier Biomedical HXC-279 лабораторный холодильник для банка крови

Вертикальный холодильник для хранения крови, устанавливаемый на транспортном средстве. Температура внутри устройства:  $4 \pm 1$  °C. Объем камеры: 279 л. Вместимость: 120 пакетов по 400 мл. Внутренние размеры: 505x410x1315 мм.



### Описание

Лабораторный холодильник для банка крови Biomedical HXC-279 — «автомобильное» оборудование, предназначенное для удобного хранения крови в транспортных средствах, передвижных лабораториях.

Устанавливаемый в транспорте, он предназначен для мобильных помещений для сбора крови. Холодильник обеспечивает безопасную и надежную среду хранения при 2-6 °C после сбора крови.

Оборудование оснащено компрессором постоянного тока мирового класса, который стабилен в любых условиях транспортировки. Так обеспечивается безопасное хранение и оптимальная эксплуатация банка. Слой пены толщиной 60 мм и превосходная изоляция обеспечивают стабильную температуру в холодильнике. Внутри имеются 15 корзин для пакетов с кровью с этикетками. Максимальный объем хранения крови составляет 120 пакетов по 400 мл.

При полной нагрузке и выключенном питании время холодильник способен удерживать температуру от 4 до 6 °C в течение более 150 минут. Он может достичь заданной температуры в течение 35 минут без нагрузки при комнатной температуре. Холодильник, устанавливаемый на транспортном средстве, имеет микропроцессорный регулятор температуры, светодиодный цифровой индикатор температуры с точностью отображения 0,1 °C.

Внутри 5 стальных проволочных полок с пластиковым покрытием, регулируемые по высоте, которые очень просты в использовании. Также имеются 5 внутренних дверей для уменьшения быстрой потери холодного воздуха, что приводит к меньшим колебаниям температуры и увеличению энергосбережения.

Стандартный интерфейс USB может хранить данные о температуре за 10 лет. Конструкция с роликами и ножками легко перемещается и фиксируется для выравнивания. Специальная защелка делает хранение безопасным. Внизу имеется резиновая амортизирующая прокладка, закрепленная для устойчивости. А фиксированное положение

отверстия зарезервировано в середине и внизу задней части устройства, что обеспечивает еще большую устойчивость и надежность.

## Особенности холодильника для банка крови Haier Biomedical HXC-279 для лаборатории:

- Вместимость: 279 литров;
- Вмещает 120 пакетов объемом 400 мл;
- Рабочая температура:  $4\pm 1$  °C;
- Компрессор постоянного тока мирового класса;
- Стабилен в любых условиях транспортировки;
- Безопасное хранение и оптимальная эксплуатация;
- Слой пены толщиной 60 мм, превосходная изоляция;
- Пять полок и пять внутренних дверей сводят к минимуму потери холода;
- 15 корзин с кровью с этикетками
- Длительное время изоляции;
- При полной нагрузке и выключенном питании время удержания температуры от 4 до 6 °C составляет более 150 минут;
- Быстрое охлаждение, высокая эффективность;
- Может достичь заданной температуры в течение 35 минут без нагрузки при комнатной температуре;
- Микропроцессорный регулятор температуры, светодиодный цифровой индикатор температуры с точностью отображения 0,1 °C;
- Стандартный интерфейс USB, он может хранить данные о температуре за 10 лет;
- Конструкция с роликами и ножками легко перемещается и фиксируется для выравнивания;
- Специальная защелка для безопасного хранения;
- Внизу имеется резиновая амортизирующая прокладка, закрепленная для устойчивости;
- Оснащен резиновой амортизирующей прокладкой внизу, а фиксированное положение отверстия зарезервировано в середине и внизу задней части устройства.

У нас можно купить Haier Biomedical HXC-279 лабораторный холодильник для хранения крови вместимостью 279 л с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

### Спецификация

Характеристика		Значение
Производительность	Диапазон температур (°C)	$4\pm 1$
Контроль	Контроллер	Микропроцессор
	Дисплей	LED
Электрические данные	Источник питания (В/Гц)	220/50
Размеры	Вместимость (л)	279
	Емкость для хранения крови (пакеты для крови объемом 400 мл)	120
	Вес (приблизительно, кг)	113
	Внутренние размеры (ШхДхВ, мм)	505 x 410 x 1 315

	Внешние размеры (ШхДхВ, мм)	660 x 705 x 1 700
Сигналы тревоги	Высокая/низкая температура	Да
	Перебои в подаче электроэнергии	Да
	Ошибка датчика	Да
	Разряженная батарея	Да
	Дверная задвижка	Да
	Дистанционная сигнализация	Да
Аксессуары	Ролики	Да
	Нога	Да
	Двери	5
	Корзины	6
	Полки/ящики	5/15
	Интерфейс USB	Да
Другие	Сертификация	CE, UL

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (352)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Пермь** (342)205-81-47

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35

**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://haier.nt-rt.ru/> || [hrg@nt-rt.ru](mailto:hrg@nt-rt.ru)